

分项报价表

供应商名称：山东九州通医学检验有限公司

项目编号：SDGP371502000202502000279

序号	名称	所投质控品具体参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	生产厂家	备注：（产 品包装规 格）
1	尿试纸及镜检分析非 定值质控品	1. 用于尿液干化学项目（亚硝酸盐、酮体、蛋白、白细胞、红细胞、胆红素、酸碱度、比重、尿胆原、葡萄糖）室内质控的监测，2. 各项目浓度为：阴性；3. 性状：液体；4. 稳定性：未开瓶可保存至有效期；开瓶后可稳定保存 72 小时；5. 有效期：≥24 个月。	ml	800	13.80	11040	上海惠中生物科技有限公司	6*10ml/盒
2	凝血因子非定值质控 品-中值	1. 用于凝血项目（PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、蛋白 S、蛋白 C、ATIII）室内质控的监测，2. 瓶间 CV%应小于 2%；3. 性状：干粉；4. 稳定性：未开瓶可保存至有效期；开瓶后可稳定保存 72 小时；5. 有效期：≥24 个月。	ml	370	373.00	138010	上海惠中生物科技有限公司	6*1ml/盒
3	凝血因子非定值质控 品-高值	1. 用于凝血项目（PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、蛋白 S、蛋白 C、ATIII）室内质控的监测，2. 瓶间 CV%应小于 2%；3. 性状：干粉；4. 稳定性：未开瓶可保存至有效期；开瓶后可稳定保存 72 小时；5. 有效期：≥24 个月。	ml	370	373.00	138010	上海惠中生物科技有限公司	6*1ml/盒

4	生化与激素非定值质控品（低值）	1. 产品为血清基质，用于生化激素项目室内质控监测，项目至少包括：（1）肝功能：γ-谷氨酰转氨酶、白蛋白、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基转移酶、总胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、胆碱酯酶、谷氨酸脱氢酶、总蛋白、天门冬氨酸氨基转移酶；（2）电解质：钙、氯、铜、铁、锂、镁、磷、钾、钠、锌、二氧化碳（碳酸氢根）、摩尔渗透压浓度；（3）心肌：肌酸激酶；肌酸激酶同工酶（活性）、乳酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、天门冬氨酸氨基转移酶；（4）血脂：甘油三酯、总胆固醇、游离脂肪酸、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B；（5）肾功能：肌酐、尿素、尿酸；（6）糖代谢：葡萄糖；乳酸；（7）贫血：不饱和铁结合力、铁；（8）胰腺：胰淀粉酶、淀粉酶、脂肪酶；2. 性状：冷藏干粉 3. 有效期不低于 12 个月 冻干质控品复溶后需在 2-8℃稳定不少于 3 天，-20 度以下保存，稳定不低于 14 天。 4. 瓶间变异系数（CV%）应尽可能小，酶类项目瓶间 CV%应小于 2%，其他分析物 CV%应小于 1%，以减少不同批次间的差异，浓度应覆盖临床有意义的范围，包括医学决定水平、可报告范围上下限。	ml	160	24.80	3968	上海惠中生物科技有限公司	6*5ml/盒
---	-----------------	---	----	-----	-------	------	--------------	---------

5	生化与激素非定值质控品（中值）	1. 产品为血清基质，用于生化激素项目室内质控监测，项目至少包括：（1）肝功能：γ-谷氨酰转氨酶、白蛋白、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基转移酶、总胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、胆碱酯酶、谷氨酸脱氢酶、总蛋白、天门冬氨酸氨基转移酶；（2）电解质：钙、氯、铜、铁、锂、镁、磷、钾、钠、锌、二氧化碳（碳酸氢根）、摩尔渗透压浓度；（3）心肌：肌酸激酶；肌酸激酶同工酶（活性）、乳酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、天门冬氨酸氨基转移酶；（4）血脂：甘油三酯、总胆固醇、游离脂肪酸、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B；（5）肾功能：肌酐、尿素、尿酸；（6）糖代谢：葡萄糖；乳酸；（7）贫血：不饱和铁结合力、铁；（8）胰腺：胰淀粉酶、淀粉酶、脂肪酶；2. 性状：冷藏干粉 3. 有效期不低于 12 个月 冻干质控品复溶后需在 2-8℃ 稳定不少于 3 天，-20 度以下保存，稳定不低于 14 天。 4. 瓶间变异系数（CV%）应尽可能小，酶类项目瓶间 CV%应小于 2%，其他分析物 CV%应小于 1%，以减少不同批次间的差异，浓度应覆盖临床有意义的范围，包括医学决定水平、可报告范围上下限。	ml	160	24.80	3968	上海惠中生物科技有限公司	6*5ml/盒
---	-----------------	--	----	-----	-------	------	--------------	---------

6	生化与激素非定值质控品（高值）	1. 产品为血清基质，用于生化激素项目室内质控监测，项目至少包括：（1）肝功能：γ-谷氨酰转氨酶、白蛋白、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基转移酶、总胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、胆碱酯酶、谷氨酸脱氢酶、总蛋白、天门冬氨酸氨基转移酶；（2）电解质：钙、氯、铜、铁、锂、镁、磷、钾、钠、锌、二氧化碳（碳酸氢根）、摩尔渗透压浓度；（3）心肌：肌酸激酶；肌酸激酶同工酶（活性）、乳酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、天门冬氨酸氨基转移酶；（4）血脂：甘油三酯、总胆固醇、游离脂肪酸、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B；（5）肾功能：肌酐、尿素、尿酸；（6）糖代谢：葡萄糖；乳酸；（7）贫血：不饱和铁结合力、铁；（8）胰腺：胰淀粉酶、淀粉酶、脂肪酶；2. 性状：冷藏干粉 3. 有效期不低于 12 个月 冻干质控品复溶后需在 2-8℃ 稳定不少于 3 天，-20 度以下保存，稳定不低于 14 天。 4. 瓶间变异系数（CV%）应尽可能小，酶类项目瓶间 CV%应小于 2%，其他分析物 CV%应小于 1%，以减少不同批次间的差异，浓度应覆盖临床有意义的范围，包括医学决定水平、可报告范围上下限。	ml	160	24.80	3968	上海惠中生物科技有限公司	6*5ml/盒
---	-----------------	--	----	-----	-------	------	--------------	---------

7	糖化血红蛋白液体非定值质控品（低值）	1. 用于糖化血红蛋白室内质控的监测，冷藏干粉；2. 浓度应覆盖临床有意义的范围，包括医学决定水平、可报告范围上下限，批内变异系数<3%;3. 分装后常温保存 30 天。	ml	3	540.50	1621.5	上海惠中生物科技有限公司	6*1ml/盒
8	糖化血红蛋白液体非定值质控品（高值）	1. 用于糖化血红蛋白室内质控的监测，冷藏干粉；2. 浓度应覆盖临床有意义的范围，包括医学决定水平、可报告范围上下限，批内变异系数<3%;3. 分装后常温保存 30 天。	ml	3	540.50	1621.5	上海惠中生物科技有限公司	6*1ml/盒
9	心肌标志物液体非定值质控品-低值	1. 用于心肌标志物项目（NTproBNP、CTnI、CKMB）室内质控的监测，2. 瓶间 CV%应小于 3%；3. 性状：液体；4. 稳定性：未开瓶可保存至有效期；开瓶后可稳定保存 72 小时；5. 有效期：≥36 个月。	ml	30	200.50	6015	上海惠中生物科技有限公司	6*3ml/盒
10	心肌标志物液体非定值质控品-中值	1. 用于心肌标志物项目（NTproBNP、CTnI、CKMB）室内质控的监测，2. 瓶间 CV%应小于 3%；3. 性状：液体；4. 稳定性：未开瓶可保存至有效期；开瓶后可稳定保存 72 小时；5. 有效期：≥36 个月。	ml	30	200.50	6015	上海惠中生物科技有限公司	6*3ml/盒

11	心肌标志物液体非定值质控品-高值	1. 用于心肌标志物项目（NTproBNP、CTnI、CKMB）室内质控的监测，2. 瓶间 CV%应小于 3%；3. 性状：液体；4. 稳定性：未开瓶可保存至有效期；开瓶后可稳定保存 72 小时；5. 有效期：≥36 个月。	ml	30	200.50	6015	上海惠中生物科技有限公司	6*3ml/盒
12	EsfeQ A 临床生化非定值质控品 S12	适用于生化项目国际室间质评的参与评价，ESfeQA®获有欧盟德国 DAkkS 颁发的 ISO/IEC 17043:2010 的认可证书。参与 ESfeQA®国际外部质量评估计划，意味着实验室将接受来自欧盟规范的国际标准的室间质评/能力验证考核。	ml	60	266.00	15960	南通井兰生物技术有限公司	3×5mL/盒
13	血沉非定值质控品（低值）	1. 用于血沉室内质控的监测，2. 浓度应覆盖临床有意义的范围，批内变异系数<3%；3. 性状：全血；4. 稳定性：未开瓶可保存至有效期；开瓶后可稳定保存 30 天；5. 有效期：≥4 个月。	ml	50	52.00	2600	上海惠中生物科技有限公司	6*4.5ml/盒
14	血沉非定值质控品（高值）	1. 用于血沉室内质控的监测，2. 浓度应覆盖临床有意义的范围，批内变异系数<3%；3. 性状：全血；4. 稳定性：未开瓶可保存至有效期；开瓶后可稳定保存 30 天；5. 有效期：≥5 个月。	ml	50	52.00	2600	上海惠中生物科技有限公司	6*4.5ml/盒

15	特定蛋白液体非定值质控品-低值	1. 用于（ASO, C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, PAB, RF）监测和控制临床实验室检测方法的精密度。2. 浓度：非定值质控品。3. 性状：冷藏液态。4 稳定性：未开瓶 2-8℃可稳定至效期；开瓶后 2-8℃可稳定 30 天，-20~-70℃可稳定保存 60 天。5 有效期：≥36 个月。	ml	20	210.50	4210	上海惠中生物科技有限公司	6*3ml/盒
16	特定蛋白液体非定值质控品-中值	1. 用于（ASO, C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, PAB, RF）监测和控制临床实验室检测方法的精密度。2. 浓度：非定值质控品。3. 性状：冷藏液态。4 稳定性：未开瓶 2-8℃可稳定至效期；开瓶后 2-8℃可稳定 30 天，-20~-70℃可稳定保存 60 天。5 有效期：≥36 个月。	ml	20	210.50	4210	上海惠中生物科技有限公司	6*3ml/盒
17	特定蛋白液体非定值质控品-高值	1. 用于（ASO, C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, PAB, RF）监测和控制临床实验室检测方法的精密度。2. 浓度：非定值质控品。3. 性状：冷藏液态。4 稳定性：未开瓶 2-8℃可稳定至效期；开瓶后 2-8℃可稳定 30 天，-20~-70℃可稳定保存 60 天。5 有效期：≥36 个月。	ml	21	210.50	4420.5	上海惠中生物科技有限公司	6*3ml/盒
18	脑脊液生化液体非定值质控品-水平 1	钾；钠；氯；白蛋白；乳酸脱氢酶；免疫球蛋白 IgG；, 免疫球蛋白 IgM；, 免疫球蛋白 IgA；前白蛋白；（总）蛋白；葡萄糖；乳酸；α-1-球蛋白；, α-2-球蛋白；γ-球蛋白；谷氨酰胺；β 球蛋白；寡克隆带脑脊液基质冷藏液体。	ml	21	135.50	2845.5	上海惠中生物科技有限公司	6*3.5ml/盒

19	脑脊液生化液体非定 值质控品-水平 2	钾；钠；氯；白蛋白；乳酸脱氢酶；免疫球蛋白 IgG；, 免疫球蛋白 IgM；, 免疫球蛋白 IgA； 前白蛋白；（总） 蛋白；葡萄糖；乳酸； α -1-球蛋白；, α -2-球蛋白； γ-球蛋白；谷 氨酰胺； β 球蛋白；寡克隆带脑脊液基质冷藏 液体。	ml	21	135.50	2845.5	上海惠中生物 科技有限公司	6*3.5ml/ 盒
合 计		359943.5 元						

供应商名称（盖章或签章）： 山东九州通医学检验有限公司

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期： 2025 年 12 月 22 日